



nutrilight

The Cherry

THE CHERRY
ORAL REVITALIZER



Användar
Manual

● Hur använder jag Nutrilight?

Det är lätt och okomplicerat att använda Nutrilight och det finns bra grundregler hur du bör använda lampan.

- Använd lampan varje dag och vid tidsbrist minst varannan
- Skölj munnen med vatten innan och efter behandling
- Varje behandling är 16minuter med en inbyggd timer
- Smärtlindring: The Cherry erbjuder smärtlindring vid tandköttsinflammation, sår och slemhinneirritation tack vare sina kraftfulla antiinflammatoriska egenskaper.
- Snabbare sårhäkning: Stimulering av kollagenproduktionen förbättrar hudens elasticitet och främjar snabbare läkning av sår, vilket är särskilt användbart efter tandkirurgi eller vid munproblem.
- Ökad cellhälsa: Användning av rödjusterapi i munnen främjar god cellhälsa och minskar risken för vissa sjukdomar, samtidigt som det stöder övergripande munhälsa.
- Samband med kroppens hälsa: En sund munhälsa påverkar inte bara din mun utan även andra delar av kroppen. Det bidrar till en hälsosam tarmflora, effektiv matsmältning och minskar risken för kronisk inflammation.
- Starkare immunsystem: En stark munhälsa är avgörande för immunförsvaret, vilket hjälper dig att bekämpa infektioner och upprätthålla god hälsa.

● Teknisk specifikation

Modell	The Cherry
Nominell effekt	5W
Timer	16 minuter per behandling
Batterikapacitet	450mAH litium batteri
Mått	8.3 cm (höjd) x 6.6 cm (bredd) x 2.6 cm (djup)
Vikt	43 g
Våglängder	630 nm (rött ljus) och 450 nm (blått ljus)
Material	ABS
Vattentät nivå	IPX6
Lysdioder	32 LED-dioder



● Hur använder jag The Cherry?

The Cherry använder vetenskapligt beprövade våglängder som aktivt stimulerar dina cellers mitokondrier. Resultatet är en förbättrad tand- och munslemhinnehälsa med långvariga resultat som verkar på djupet i din mun.

Vår tandpanel är utrustad med två olika typer av ljus: rött och blått. Det röda ljuset fungerar som din personliga munhälso-booster och främjar friskt tandkött och slemhinnorna, medan det blåa ljuset hjälper till att minska inflammation och främja en frisk mun.

Du har möjligheten att skräddarsy din munvårdsrutin efter dina önskemål. Använd ljusen samtidigt för en överlägsen behandling, eller välj ett specifikt ljus för att rikta in dig på dina individuella munhälsomål.

1. Skölj munnen och The Cherry med vatten innan påbörjad behandling
2. Placera The Cherrys munstycke och bit till på den.
3. Starta nu ljuset genom att hålla in Av/På knappen (placerad i mitten hållhandtaget) i 2 sek.
4. Välj vilken inställning du vill använda; blått, rött eller blandat ljus (blått och rött ljus) genom att klicka på Av/På knappen ytterligare.
4. Låt behandlingen verka i 16 minuter och sedan släcksljuset med hjälp av sin inbyggda tidsinställning.
5. Skölj av munstycket och skölj ur munnen.
6. Klart!
7. Vid laddning av The Cherry medföljer en laddare som fästs med hjälp av magnet på undersidan av hållhandtaget.
8. The Cherry laddar när det blåa ljuset blinkar långsamt, när det inte längre blinkar är munpanelen fulladdad.



● Vilket Ljus ska jag använda?



Blått Ljus:

Bakteriereducering: Blått ljus har antimikrobiella egenskaper och kan bidra till att minska de bakterier som är förknippade med oral hälsa, inklusive de bakterier som är ansvariga för tandköttssjukdom och karies.

Tandköttshälsa: De antibakteriella effekterna av blått ljus kan bidra till förbättrad tandköttshälsa genom att rikta sig mot skadliga bakterier i munhålan.



Rött Ljus:

Sårläkning: Röd ljusbehandling kan främja vävnadsreparation och sårläkning. I sammanhanget oral hälsa kan det hjälpa till med läkningen av munsår, sår eller postkirurgiska sår i munnen.

Antiinflammatoriska effekter: Röd ljusbehandling har antiinflammatoriska egenskaper, vilket kan vara fördelaktigt för att minska inflammationen som är förknippad med tillstånd som gingivit eller andra inflammatoriska orala problem.

Smärtlindring: Röd ljusbehandling kan hjälpa till att minska oral smärta och kan vara användbar för personer som upplever obehag från tillstånd som temporomandibulära led (TMJ) -störningar.


Kollagenproduktion: Rött ljus stimulerar kollagenproduktionen, vilket kan vara fördelaktigt för att bibehålla hälsan hos oral vävnad, inklusive tandköttet.



Kombinerat Ljus:

Till exempel kan en munljuspanel som avger både blått och rött ljus användas för bakteriereducering samtidigt som den ger antiinflammatoriska och läkande fördelar.

Vi rekommenderar därför att alltid använda kombinerat ljus för optimal effekt. Däremot om man vill specifikt behandla ett visst tillstånd som till exempel sårläkning så kan man använda sig av endast det röda ljuset.



nutrilight



För mer information,
kontakta oss på hello@nutrilight.se

Vanliga frågor & svar hittar
du via QR-koden.

Repairing
through
light.

nutrilight.se

